

Nouveau : Body Armor® Pro Term Orthèse pour moignon de pied

Orthèse provisoire après amputations de Chopart et de Lisfranc



Indications

- > Syndrome du pied diabétique
- > Artériopathie oblitérante
- > Traumatisme

Postopératoire pour le traitement après

- > Amputation de Chopart
- > Amputation de Lisfranc



DARCO

Le Body Armor® Pro Term reprend de nombreuses caractéristiques utiles et astucieuses de produits DARCO éprouvés et, en tant que nouveauté, il représente ainsi déjà un produit DARCO typique : astucieux – facile à utiliser par les patients – bon rapport qualité-prix



large ouverture pour faciliter l'insertion



semelle cunéiforme pour une transmission optimale de la charge vers la partie proximale du pied



système de fermeture pratique



ajustement parfait grâce à la compression de l'air



simple à gonfler et à dégonfler par le biais d'un système intégré

Body Armor® Pro Term

La prise en charge provisoire de patients avec amputations mineures représente toujours un défi pour le technicien ou le médecin. C'est pourquoi notre service de développement a mis au point une possibilité de prise en charge adéquate confectionnée. La nouvelle orthèse pour moignon de pied est un dispositif provisoire pour une durée de port d'environ 10 semaines après une amputation. Le Body Armor® Pro Term offre une possibilité de prise en charge qui doit permettre au moignon de pied de cicatriser totalement. Ensuite, on aura recours à la méthode classique de la chaussure sur mesure.

La semelle extérieure et intérieure cunéiforme en extension dorsale garantissent une transmission de la charge vers la partie proximale du pied. Une tige solide, qui empiète sur la cheville, stabilise tant la partie supérieure que la partie inférieure de l'articulation du pied, empêchant alors toute déformation du moignon. Le revêtement bleu avec une pompe intégrée comprime et maintient ainsi le moignon.

Le Body Armor® Pro Term est un dispositif prête à l'emploi qui peut être changée à la main et donc adaptée individuellement aux besoins du patient.

NO. D'ART.	COULEUR	TAILLE	LONGUEUR DU MOIGNON
DAR.BAPT2	Noir	M	16 cm
DAR.BAPT3	Noir	L	19 cm

portable à droite et à gauche