

Body Armor® Heel Reliever

Soporte abierto para el talón

Descarga eficaz de la presión en la zona del talón, especialmente para los pacientes en cama



Aplicación fácil



Colocación del pie

El talón se debe colocar detrás de la almohadilla para pantorrilla fijada en el interior, directamente sobre el hueco para el talón. El talón debe „flotar“ libremente.



Cierre

Ajuste las cintas de cierre por los lazos de guía. Deben quedar holgadas y no se deben cerrar con demasiada fuerza.



Comprobación del apoyo libre del talón

Compruebe visualmente a través del hueco para el talón.



Comprobación del ajuste

Entre el talón y la plantilla debe quedar espacio suficiente para sus dedos.

Ajuste individual



Pie caído

Fije la almohadilla de gomaespuma adicional cortada por la mitad verticalmente detrás de la planta del pie.



Decúbito maleolar (úlceras en el tobillo)

Retire en los puntos de apoyo alrededor del tobillo los relieves o partes de la almohadilla para pantorrilla fijada en el interior.



Piernas bariátricas

A fin de aumentar la altura, coloque la almohadilla de gomaespuma adicional.



Tendón de Aquiles

En caso de irritación del tendón de Aquiles, corte una escotadura en forma de V.

Prevención de la rotación externa de la cadera



Pierna izquierda

Conecte los bucles de desviación de la cuña de posicionamiento y el soporte abierto para el talón de la derecha, pase las cintas de cierre por los bucles y ciérrelas. Doble la cuña de posicionamiento hacia la izquierda.



Pierna derecha

Pase las cintas de cierre a través de los bucles de desviación de la cuña de posicionamiento y ciérrelas con los bucles de desviación del soporte abierto para el talón. Doble la cuña de posicionamiento hacia la derecha.



Vídeo del producto



Precaución

El paciente no debe caminar mientras use el producto. El producto no se debe usar directamente sobre la piel. Cada 6-8 horas se debe retirar el soporte abierto para el talón Body Armor® Heel Reliever y comprobar si la pierna o el pie presentan alteraciones de la piel. Este producto solo está destinado al uso en un único paciente.

Tamaño (One-Size-Fits-All)

- > Talla única
- > Hasta el número de zapato 47
- > Perímetro de la pantorrilla 25 – 54 cm
- > Apto para el pie derecho e izquierdo

Variantes de gomaespuma

- Con relieves**
Mejora la circulación del aire y proporciona un agradable efecto refrescante.
- Lisa**
Especialmente para pieles sensibles. Particularmente apta para pacientes diabéticos.

Limpieza

Lavado a mano o en lavadora. Utilice para ello agua, un detergente y un desinfectante comerciales. El lavado en lavadora se realizará a 60 °C dentro de la bolsa de lavado suministrada o de una funda de almohada. Para el lavado, cierre las cintas de gancho y bucle. Dejar secar a temperatura ambiente. Desinfección tras el lavado con spray antiséptico.

DARCO