

# MA Spacer (MIS Akin Spacer) Separador de dedos del pie

Con el nuevo separador de dedos del pie de silicona de uso médico mantenga los resultados de las intervenciones quirúrgicas de Akin mínimamente invasivas sin usar materiales para osteosíntesis.

Novedad de DARCO

El MA Spacer (MIS Akin Spacer), fabricado de silicona blanda viscoelástica, mantiene el resultado de la intervención quirúrgica fijando los dedos del pie corregidos, y se adapta al contorno de los dedos.

El material biocompatible se puede lavar y, en caso necesario, desinfectar.

## Indicaciones

- > cuidado postoperatorio en intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas del Hallux Valgus (osteotomía de Akin sin materiales para osteosíntesis)
- > tratamiento conservador del Hallux Valgus



**DARCO**



## Recomendación para el cuidado postoperatorio

Una semana después de la intervención quirúrgica  
Aplicación del tape y colocación del separador de dedos



Gracias al MA Spacer, el espacio entre el primer y el segundo dedo se mantiene al meter el pie en el zapato estrecho de uso diario.



Durante aprox. 4-6 semanas  
Cambio semanal del tape: limpiar el MA Spacer y colocarlo de nuevo

A partir de la semana 7  
Uso autónomo por parte del paciente del separador de dedos



### Mecanismos de acción

- > Mantenimiento de los resultados quirúrgicos después de intervenciones de Akin mínimamente invasivas en una sobrecorrección de aprox. 10°
- > indicado también para tratamientos conservadores
- > Corrección y separación de dedos del pie muy juntos
- > Fijación y alineación de los dedos operados / corregidos en la posición deseada con la ayuda de tapes
- > protege contra el dolor a la presión

### Propiedades

- > biocompatible y antideslizante
- > silicona de uso médico blanda y lisa para una alta comodidad de uso
- > El material se adapta individualmente al contorno de los dedos
- > después del uso recupera inmediatamente su forma original
- > fácil de manipular
- > material resistente
- > Sobrecorrección de aprox. 10°
- > lavable, en caso necesario se puede desinfectar, por eso es más higiénico que otros materiales
- > rentable porque solo se necesita 1 MA Spacer (MIS Akin Spacer) por paciente
- > apto para el pie derecho e izquierdo

### Aplicación

El MA Spacer (MIS Akin Spacer) se coloca en el espacio interdigital entre el primer y el segundo radio con la porción larga hacia dorsal.

TAMAÑO

N.º ART.

Color: blanco | Tamaño único MAS-20

Unidad de presentación: 20 unidades

Made in Germany

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

**MECRON ReadyDressment Strips | Cintas elásticas para la estabilización**

Los tapes elásticos precortados y listos para usar son perfectos para la alineación de los dedos operados / corregidos y para la fijación del MA Spacer.

