

MA Spacer (MIS Akin Spacer) Séparateur d'orteils

Protégez votre résultat, suite à des opérations d'Akin mini-invasives sans matériel d'ostéosynthèse, avec le nouveau séparateur d'orteils en silicone médical.

Nouveau chez DARCO

Le MA Spacer (MIS Akin Spacer) en silicone viscoélastique souple protège le résultat de l'opération en fixant les orteils corrigés tout en s'adaptant individuellement au contour des orteils.

Le matériau biocompatible est lavable et peut être désinfecté si nécessaire.

Indications

- > traitement postopératoire après une opération d'un hallux valgus (ostéotomie d'Akin sans matériel d'ostéosynthèse)
- > traitement conservateur en cas d'Hallux Valgus



DARCO



Proposition de soins postopératoires

Une semaine après l'opération

Bridage par bandes et insertion du séparateur d'orteils

Pendant env. 4 à 6 semaines

Changement des bandes une fois par semaine, le MA Spacer est alors nettoyé et réinséré

À partir de la semaine 7

Pendant env. 4 semaines, application autonome du séparateur d'orteils par le patient



De retour dans les chaussures quotidiennes étroites, l'intervalle entre le 1er et le 2e rayon est maintenu grâce au MA Spacer.



Application

Le MA Spacer (MIS Akin Spacer) est inséré en contact avec le dos du pied, dans l'intervalle du 1er et du 2e rayon et fixé avec une bande.

Modes d'action

- > Protection du résultat de l'opération suite à des opérations d'Akin avec surcorrection d'environ 10°
- > Également utilisable à titre conservateur
- > Correction et séparation des orteils serrés
- > Fixation et orientation des orteils opérés / corrigés dans la position souhaitée à l'aide de bandes
- > Protège contre la douleur à la pression

Propriétés

- > Biocompatible et antidérapant
- > Silicone médical souple et lisse pour confort de port élevé
- > Le matériau épouse naturellement le contour des orteils
- > Reprend immédiatement sa forme d'origine peu après le port
- > Manipulation simple
- > Matériau résistant
- > Surcorrection d'env. 10°
- > Lavable, désinfectable si nécessaire et donc plus hygiénique que d'autres matériaux
- > Rentable car seulement 1 MA Spacer (MIS Akin Spacer) par patient
- > Peut se porter à gauche ou à droite

TAILLE

RÉF.

Couleur : blanc | Taille unique MAS-20
Unité de conditionnement 20 unités

Made in Germany

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

MECRON ReadyDressment Strips | Brides élastiques de stabilisation

Les bandes prédécoupées prêtes à l'emploi et élastiques conviennent parfaitement afin d'orienter les orteils opérés / corrigés et de fixer le MA Spacer.

