



(Toe Alignment Splint)
TAS®



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de

Made in Germany



139807

USA/GB Technical data

Size: One size fits all, right and left fit
Colour: White

Material:

Elastic strap: Polyester, polyamide, viscose, elastane
Hook strap: Polyamide
Fleece strap: Polyamide
Velour: Polyamide
Label: Polyester satin
Label: Polyester satin
Elastic stabilisation strap: Polyester
Elastic heel strap: Polyester
Spring band steel: Spring band steel 14310
Sewing thread: Polyester

Maintenance: The product does not require maintenance.

Construction features:

The TAS® Toe Alignment Splint is a postoperative bandage for alignment that is used instead of taping. It enables positioning and alignment of toes in the correct position after surgery / correction, which has a decisive impact on the surgical result. A heel strap at the back of the foot reduces slippage of the midfoot bandage. A pleasant wearing comfort is ensured by the soft material and avoiding use of rigid plastic elements.

Instructions for use

TAS® (Toe Alignment Splint)

Toe Alignment Splint

The bandage is used for post-operative use to maintain the surgical result.

Hammer toe (fig. 1 – 3):

The elastic metatarsal band is designed so that it can be adjusted to the foot individually. Fasten the metatarsal band around the foot as seen in fig. 1 – 2.

The heel band prevents the bandage to change position and is applied as shown in fig. 3.

Tailor's bunion (fig. 4 – 5):

If necessary, the small toe loops might be fixed with a hook and loop strap to the metatarsal band (fig. 4 – 5).

Hallux valgus (fig. 6 – 9):

The big toe loop is secured as shown in fig. 6 – 7.

The stabilizing element is attached sideways to the big toe loop by means of a hook and loop strap (fig. 8 – 9).

Indications

Postoperatively after:

- > Hallux valgus surgery
- > Tailor's bunion surgery
- > Hammer toe surgery

Contraindication:

- > No contraindications are known.

Cleaning instructions

- > washable at 30° C

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (e.g. skin swelling, pressure points, disorders of blood circulation etc.) please tell your doctor. Function and optimum protection are no longer guaranteed if the product is handled incorrectly. This aid assists recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with your doctor or a healthcare professional. DARCO (Europe) GmbH does not assume any responsibility. This aid is intended for single-patient use only.

DE Technische Daten

Größe: Einheitsgröße, rechts und links anlegbar
Farbe: Weiß

Material:

Gummiband: Polyester, Polyamid, Viskose, Elastan
Hakenband: Polyamid
Flauschband: Polyamid
Velur: Polyamide
Etikett: PES-Satin
Label: PES-Satin
Stabilisierungsgummi: Polyester
Fersengummi: Polyester
Federbandstahl: Federbandstahl 14310
Nähfaden: Polyester

Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

Konstruktionsmerkmale:

Die TAS® Zehenschiene stellt einen postoperativen redressierenden Verband dar, welche anstelle von Tapeverbänden eingesetzt wird. Sie erlaubt eine Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position, was das Operationsergebnis maßgeblich bestimmt. Ein Sandalenband am Rückfuß verhindert das Abgleiten der Mittelfußbandage. Das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.

Gebrauchshinweis

TAS® (Toe Alignment Splint)

Hallux Valgus Zehenschiene

Die Bandage dient dem postoperativen Einsatz, um das OP-Ergebnis zu sichern.

Hammerzehen (Abb. 1 – 3):

Das elastische Metatarsalband ist so konzipiert, dass es an jedem Fuß individuell angebracht werden kann. Legen Sie das Band wie abgebildet um den Fuß (Abb. 1 – 2).

Das Fersenband verhindert ein Verrutschen der Bandage und wird wie in Abb. 3 angelegt.

Schneiderballen (Abb. 4 – 5):

Die kleinen Zehenschlaufen werden nach Bedarf mit dem Klettband am Metatarsalband befestigt (Abb. 4 – 5).

Hallux Valgus (Abb. 6 – 9):

Die Großzehenschlaufe wird wie in Abb. 6 – 7 befestigt.

Das Stabilisierungselement wird seitlich auf die Großzehenschlaufe mittels Klettband fixiert (Abb. 8 – 9).

Indikationen

Postoperativ nach:

- > Hallux valgus-Operationen
- > Schneiderballen-Operationen
- > Hammerzehen-Operationen

Contraindikation:

- > Es sind keine Contraindikationen bekannt.

Reinigungshinweise

- > bei 30° C waschbar

Vorsicht

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulationsstörungen usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel dient der Genesung und ist ausschließlich unter der Anleitung Ihres Arztes oder einer medizinischen Fachkraft (bzw. in Rücksprache) zu verwenden. Die DARCO (Europe) GmbH übernimmt hierfür keine Verantwortung. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

ES Datos técnicos

Tamaños: Universal, disponible para el lado izquierdo como derecho
Color: Blanco

Material:

Cinta de goma: poliéster, poliamida, viscosa, elastano
Cinta de ganchos: poliamida
Cinta de bucles: poliamida
Velur: poliamida
Etiqueta: PES-satén
Etiqueta: PES-satén
Goma estabilizadora: poliéster
Talavera de goma: poliéster
Fleje de acero: acero para flejes 14310
Hilo de sutura: poliéster

Mantenimiento: Este producto no necesita mantenimiento.

Características de diseño:

La férula para dedo TAS® es una férula correctora que se usa de manera postoperatoria en lugar de vendajes tape. Permite fijar y alinear en la posición deseada los dedos operados / corregidos, lo que influye de manera definitiva sobre el resultado de la intervención. La cinta elástica del talón evita que la venda del mediopié resbale. La férula es muy cómoda de usar porque su material es suave y no tiene elementos de plástico rígidos.

Instrucciones de uso

TAS® (Toe Alignment Splint)

Férula alineadora de dedos

El vendaje se utiliza después de la operación para asegurar el resultado de la intervención.

Dedos en martillo (Fig. 1 – 3):

La cinta metatarsiana elástica permite aplicarla de forma individual a cualquier tipo de pie. Coloque la cinta alrededor del pie como se muestra en las figuras 1 – 2.

La cinta del talón evita que el vendaje resbale y se aplica según se indica en la Fig. 3.

Juanete de sastrero (Fig. 4 – 5):

Los pequeños lazos para los dedos del pie se fijan en caso necesario con la cinta de velcro a la cinta metatarsiana (Fig. 4 – 5).

Hallux valgus (Fig. 6 – 9):

El lazo para el dedo gordo del pie se fija según se indica en la Fig. 6 – 7.

El elemento estabilizador se fija lateralmente en el lazo para el dodo gordo del pie con la cinta de velcro (Fig. 8 – 9).

Indicaciones

Postquirúrgico tras:

- > Cirugía de hallux valgus
- > Cirugía de juanete de sastrero
- > Cirugía de dedos en martillo

Contraindicación:

- > No se conocen.

Instrucciones de limpieza

- > lavable a 30° C

Precaución

Observe siempre estas instrucciones de uso. Informe a su médico en caso de reacciones adversas (p. ej., hinchazón de la piel, puntos bajo presión, trastornos del torrente sanguíneo, etc.). El uso inadecuado del producto impide garantizar su funcionalidad y una protección óptima. Este dispositivo sanitario sirve para la curación y se le debe utilizar exclusivamente bajo la guía de su médico o de un especialista médico, o tras haberlo consultado. La empresa DARCO (Europe) GmbH no asume ninguna responsabilidad. Este dispositivo solo está diseñado para el uso en un único paciente.

FR Données techniques

Taille : Universelle, portable à droite et à gauche
Couleur : Blanc

Matériau :

Élastique : Polyester, polyamide, viscose, élasthanne
Bande en crochet : Polyamide
Ruban à boucles : Polyamide
Velluto : polyamide
Étiquette : Satin PES
Label : Satin PES
Caoutchouc de stabilisation : Polyester
Caoutchouc pour le talon : Polyester
Resort à lame feuillard : Resort à lame feuillard 14310
Fil de couture : polyester

Entretien : Le produit ne demande pas d'entretien.

Caractéristiques de construction :

L'orthèse d'orteils TAS® est un bandage destiné à redresser les orteils après une opération, à la place de bandages de type taping. Elle permet la fixation et l'orientation des orteils opérés / corrigés dans la position souhaitée, ce qui a un impact majeur sur le résultat de l'opération. Une bande de sandale à l'arrière du pied permet d'éviter que le bandage métatarsien ne glisse. Grâce au matériau souple et à l'absence d'éléments rigides en plastique, l'orthèse est agréable à porter.

Mode d'emploi

TAS® (Toe Alignment Splint)

Attelle de correction – Halux Valgus

Cette attelle s'utilise en postopératoire pour permettre de conserver le résultat définitif après l'intervention.

Orteil en marteau (fig. 1 – 3) :

La bande élastique métatarsienne est conçue de manière à pouvoir être fixée à chaque pied. Appliquez la bande autour du pied (fig. 1 – 2).

La bande de talon empêche la compresse de glisser et s'emploie de la manière comme vous le voyez sur la figure 3.

Tailleur balles (fig. 4 – 5) :

Attachez les petites boucles de doigt de pied à la bande métatarsienne à l'aide des bandes ruban auto-agrippant (fig. 4 – 5).

Hallux valgus (fig. 6 – 9) :

Fixez la boucle du gros orteil comme vous le voyez sur la figure 6 – 7.

L'élément stabilisateur rigide doit être placé latéralement sur la boucle du gros orteil avec une bande ruban auto-agrippant (fig. 8 – 9).

Indications

Après les opérations suivantes :

- > Opérations de l'hallux valgus
- > Opérations des bunions
- > Opérations des orteils en marteau

Contre-indication :

- > Il n'y a pas de contre-indications connues.

Nettoyage

- > lavable à 30° C

Avvertissements

Veillez toujours suivre le mode d'emploi. Veuillez informer votre médecin en cas d'effets indésirables (p.ex. gonflement de la peau, points de pression, troubles de la circulation sanguine, etc.). Le bon fonctionnement du produit et la protection optimale offerte ne sont plus assurés en cas de manipulation incorrecte. Cet accessoire vise à guérir et doit être utilisé exclusivement selon les instructions de votre médecin ou d'un professionnel de la médecine (ou en concertation). DARCO (Europe) GmbH décline toute responsabilité à cet égard. Cet accessoire est destiné à être utilisé pour un seul patient.

IT Dati tecnici

Misura: Unica, mettibile destra e sinistra
Colore: Bianco

Materiale:

Nastro elastico: poliester, poliammide, viscosa, elastan
Velcro lato uncino: poliammide
Velcro lato asola: poliammide
Velluto: poliammide
Etichetta: raso di poliestere
Logo: raso di poliestere
Nastro elastico stabilizzante: poliester
Scarico calcaneari in gomma: poliester
Acciaio per molle: acciaio per molle 14310
Fil da cucito: poliester

Manutenzione: Il prodotto non richiede manutenzione.

Caratteristiche della costruzione:

Il tutore per le dita del piede TAS® è un bendaggio postoperatorio correttivo che viene impiegato in luogo delle fasciature a nastro. Esso consente un fissaggio e allineamento delle dita del piede operate / corrette nella posizione desiderata, un fattore determinante per il risultato dell'operazione. Una striscia sul retro piede impedisce che il bendaggio del metatarso scivoli. Il materiale morbido e l'assenza di elementi rigidi in materiale sintetico garantiscono comodità.

Istruzioni per l'uso

TAS® (Toe Alignment Splint)

Stecca Alluce Valgo

La fascia ha un impiego post-operatorio, questo per assicurare il risultato della operazione.

Dito a martello (fig. 1 – 3):

Il nastro elastico metatarsale è stato realizzato in modo da poter essere applicato singolarmente a ogni piede. Applicare la fascia attorno al piede come indicato (fig. 1 – 2).

Il nastro del tallone impedisce lo scivolamento della fascia e viene messo come indicato, fig. 3.

Bunionette (fig. 4 – 5):

I piccoli cappi per le dita vengono fissati con una fascia a chiusura a strappo secondo al bisogno (fig. 4 – 5).

Alluce Valgo (fig. 6 – 9):

Il cappio viene fissato al alluce come indicato fig. 6 – 7.

L'elemento stabilizzatore viene fissato lateralmente al cappio dell'alluce tramite un nastro a chiusura a strappo (fig. 8 – 9).

Indicazioni

In seguito a interventi di:

- > alluce valgo
- > bunionette
- > dito a martello

Controindicazioni:

- > Non sono note controindicazioni.

Indicazioni per il lavaggio

- > lavabile a 30° C

Attenzione

Seguire sempre queste istruzioni per l'uso. In presenza di effetti indesiderati (p. es. rigonfiamento della pelle, compressioni, disturbi della circolazione sanguigna ecc.) informare il proprio medico. La protezione ottimale e il funzionamento non sono più garantiti in caso di utilizzo scorretto del dispositivo. Questo ausilio serve alla guarigione e deve essere utilizzato esclusivamente sotto la guida del proprio medico o di personale medico (dietro accordo). La DARCO (Europa) GmbH declina qualsiasi responsabilità a merito. Questo ausilio è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo monopaziente.

TAS® (Toe Alignment Splint)



USA/GB Metatarsal band
DE Metatarsalband




USA/GB Toe loop
DE Zehenschlaufe





USA/GB Heel band
DE Fersenband



USA/GB Toe loop/DE Zehenschlaufe



USA/GB Big toe loop/DE Großzehenschlaufe



USA/GB Stabilizing element/DE Stabilisierungselement



PT Dados técnicos

Tamanhos: Tamanho universal, usável à direita e à esquerda
Cor: Branco

Material:

Fita elástica: poliéster, poliamida, viscose, elastano
Fita de ganchos (velcro): poliamida
Fita de laços (velcro): poliamida
Veludo: poliamida
Etiqueta: Cetim PES
Label: Cetim PES
Elástico de estabilização: poliéster
Elástico do calcanhar: poliéster
Fita de aço: aço para molas 14310
Linha de costura: poliéster

Manutenção: Este produto não precisa de manutenção.

Características de construção:

A tala para dedo TAS® é constituída por uma ligadura corretiva pós-operatória que é utilizada em vez de um adesivo. Permite a fixação e o alinhamento dos dedos operados / corrigidos na posição desejada o que é decisivo para o resultado da intervenção cirúrgica. Uma fita tipo sandália na parte posterior do pé impede que a ligadura do metatarso se desloque. O material macio e o facto de não haver elementos de plástico rígidos proporcionam conforto na utilização.

Instruções de utilização

TAS® (Toe Alignment Splint)

Tala de dedo para Hallux Valgus

A ligadura destina-se à utilização pós-operatória, para assegurar o resultado da intervenção cirúrgica.

Dedo do pé em martelo (Fig. 1 – 3):

A fita metatársica elástica é concebida de tal forma que pode ser aplicada individualmente a qualquer pé. Coloque a fita à volta do pé, conforme mostrado (Fig. 1 – 2).

A fita do calcanhar impede que a ligadura se desloque sendo aplicada conforme mostrado na Fig. 3.

Joanete de alfaiate (Fig. 4 – 5):

Os pequenos laços para os dedos são fixados na fita metatársica conforme necessário com a ajuda da fita de velcro (Fig. 4 – 5).

Hallux Valgus (Fig. 6 – 9):

O laço do dedo grande é fixado conforme mostrado na Fig. 6 – 7.

O elemento de estabilização é fixado lateralmente no laço do dedo grande com a ajuda da fita de velcro (Fig. 8 – 9).

Prescrição

Pós-operatório após:

- > Cirurgias de Hallux Valgus
- > Cirurgias de joanetes de alfaiate
- > Cirurgias de dedos do pé em martelo

Contra-indicações:

- > Não são conhecidas contra-indicações.

Instruções de limpeza

- > lavável a 30°C

Atenção

Observar sempre estas instruções de utilização. Em caso de efeitos secundários (p. ex., inchaço da pele, marcas de pressão, perturbações da circulação sanguínea, etc.), informar o médico. Em caso de uma utilização incorreta do produto, deixa de estar garantida a sua função, bem como a proteção ideal. Este meio auxiliar destina-se ao restabelecimento físico e deve ser usado exclusivamente por indicação de um médico ou de um prestador de cuidados de saúde (ou depois de consultado este profissional). A DARCO (Europe) GmbH não assume aqui qualquer responsabilidade. Este meio auxiliar foi concebido para a utilização em apenas um paciente.

NL Technische gegevens

Maat: Eén maat voor iedereen, zowel rechts als links te gebruiken
Kleur: Wit

Materiaal:

Elastiek: polyester, polyamide, viscose, elastaan
Haakjesband: polyamide
Lusjesband: polyamide
Velours: polyamide
Etiket: PES-satijn
Label: PES-satijn
Stabiliseringsrubber: polyester
Hielrubber: polyester
Verenbandstaal: verenbandstaal 14310
Naaigaren: polyester

Onderhoud: Het product is onderhoudsvrij.

Design kenmerken:

De TAS®-teenspalk is een stabiliserende zwachtel voor postoperatief gebruik, die wordt gebruikt in plaats van tapeverband. Hiermee kunnen de geopereerde / gecorrigeerde tenen in de gewenste positie worden uitgelijnd en gefixeerd, wat een wezenlijke bijdrage levert aan het operatieresultaat. Een sandaalband aan de achtervoet voorkomt dat de middenvoetsband wegglijdt. Door het zachte materiaal en het weglaten van stijve kunststof-elementen ontstaat een prettig draagcomfort.

Gebruiksaanwijzing

TAS® (Toe Alignment Splint)

Teenspalk

De zwachtel is bedoeld voor postoperatief gebruik, om het operatieresultaat te stabiliseren.

Hammertehen (afbeelding 1 – 3):

De elastische metatarsale band is zo geconcepieerd dat hij aan iedere voet individueel kan worden aangepast. Wikkel de band vast om de voet volgens afbeelding 1 – 2.

De hielband verhindert het verschuiven van de zwachtel en wordt volgens afbeelding 3 om de voet gewikkeld.

Bunionette (afbeelding 4 – 5):

De kleine teenlussen worden naar behoefte met de klittenband aan de middenvoetsband bevestigd, zie afbeelding 4 – 5.

Hallux valgus (afbeelding 6 – 9):

De grote teenlus wordt volgens afbeelding 6 – 7 bevestigd.

Het stabilisatie-element wordt aan de zijkant op de grote teenlus middels een klittenband gefixeerd, afbeelding 8 – 9.

Indicaties

Postoperatief na:

- > Operaties hallux valgus
- > Operaties kleermakersbunion
- > Hamerteenoperaties

Contra-indicatie:

- > Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Wasinstructies

- > wasbaar bij 30°C

Waarschuwing

Volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Als er bijwerkingen (bv. zwelling van de huid, drukplekken, bloedsomloopstoornissen enz.) optreden, raadpleeg dan uw arts. Bij onverkundig gebruik van dit product is de functie en optimale bescherming niet meer gegarandeerd. Dit hulpmiddel dient ter genezing en mag uitsluitend worden gebruikt volgens de instructies van uw arts of in overleg met een medisch professional. DARCO (Europe) GmbH is hiervoor niet verantwoordelijk. Dit hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor toepassing bij één enkele patiënt.

DK Tekniske data

Størrelse: Universel størrelse, kan sættes på til højre og venstre
Farve: Hvid

Materiale:

Gummirem: Polyester, polyamid, viskose, elastan
Hægtébånd: Polyamid
Plysbånd: Polyamid
Velour: b/b: Polyamid
Mærkat: PES-satin
Label: PES-satin
Stabiliseringsgummi: Polyester
Fjederstål: Polyester
Søm: Polyester

Vedligeholdelse: Produktet er vedligeholdelsesfrit.

Konstruktionssegenskaber:

TAS® tåskinnen er en postoperativ redresserende forbindelse til brug i stedet for tapeforbindinger. Den giver mulighed for fiksering og justering af opererede / korrigerede tær i den ønskede position, hvilket i høj grad har betydning for operationens resultat. Et sandalband på bagfoden forhindrer, at mellemfodsbandagen glider af. Det bløde materiale og fraværet af stive plastelementer gør, at forbindingen er behagelig at have på.

Brugsanvisning

TAS® (Toe Alignment Splint)

Hallux valgus-tåskinne

Bandagen bruges postoperativt til optimering af operationsresultatet.

Hammertær (fig. 1 – 3):

Det elastiske metatarsal-bånd er konstrueret således, at det kan andrings individuelt på en hvilken som helst fod. Læg båndet rundt om foden som vist (fig. 1 – 2).

Hælbåndet forhindrer, at bandagen skrider. Det placeres som vist på fig. 3.

Skrædderknyster (fig. 4 – 5):

De små tåstropper fastgøres efter behov på metatarsalbåndet med velcrobåndet (fig. 4 – 5).

Hallux valgus (fig. 6 – 9):

Storetåstroppen fastgøres som vist på fig. 6 – 7.

Stabiliseringselementet fastgøres i siden til storetåstroppen ved hjælp af velcroband (fig. 8 – 9).

Indikationer

Postoperativt efter:

- > Hallux valgus-operationer
- > Skrædderknyst-operationer
- > Hammertå-operationer

Kontraindikation:

- > Til dato foreligger ingen oplysninger om kontraindikationer.

Rengøringshenviisning

- > kan vaskes ved 30°C

Pas på

Overhold altid denne brugsanvisning. I tilfælde af bivirkninger (f.eks. hævelser, tryksteder, blodcirkulationsforstyrrelser osv.) bedes du henvende dig til din læge. Ved ukorrekt håndtering af produktet kan der ikke længere garanteres for korrekt funktion og optimal beskyttelse. Dette hjælpemiddel har til formål at helbrede og må kun anvendes i henhold til din læges eller det medicinske sundhedspersonales anvisninger (eller i samråd). DARCO (Europe) GmbH påtager sig intet ansvar herfor. Dette hjælpemiddel må kun anvendes på én og samme person.

TR Teknik veriler

Boy: Tek ölçü, sağ ve sol takilabilir
Renk: Beyaz

Malzeme:

Lastik bant: Polyester, poliamid, viskoz, elastan
Kanca bandı: Poliamid
Havlı bant: Poliamid
Velur: Poliamid
Etiket: PES saten
Etiket: PES saten
Stabilizasyon lastiği: Polyester
Topuk lastiği: Polyester
Yaylı bant çeliği: Yaylı bant çeliği 14310
Dikiş ipliği: Polyester

Bakım: Ürün bakım gerektirmez.

Tasarım özellikleri:

TAS® ayak parmağı ateli, bant bandaj yerine kullanılan postoperatif bir düzeltme bandajdır. Ameliyat edilen / düzeltilen ayak parmaklarının istenilen pozisyonda sabitlenmesini ve hizalanmasını sağlar, bu da ameliyat sonucunu önemli ölçüde belirler. Ayarın arka bölgesindeki sandalet bant, ayarın orta bölgesindeki bandajın kaymasını engeller. Yumuşak malzeme ve kullanılmayan rijit plastik elemanlar sayesinde rahat bir taşıma konforu elde edilir.

Kullanım talimatları

TAS® (Toe Alignment Splint)

Halluks Valgus dizginli ayak parmağı ateli

Bu bandaj, ameliyat sonucunu güvenceye almak için postoperatif olarak kullanılır.

Çekiç parmak (Res. 1 – 3):

Elastik metatarsal bant, her ayağa bireysel olarak takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bantı resimde gösterildiği gibi ayarın çevresine yerleştirin (Res. 1 – 2).

Topuk bandı bandajın kaymasını engeller ve Res. 3 altında gösterildiği gibi takılır.

Terzi ayağı (Res. 4 – 5):

Küçük parmak halkaları, gerektiğinde cırt bantla metatarsal banda sabitlenir (Res. 4 – 5).

Hallux Valgus (Res. 6 – 9):

Büyük parmak halkası Res. 6 – 7 altında gösterildiği gibi sabitlenir.

Stabilizasyon elemanı büyük parmak halkasına yandan cırt bantla sabitlenir (Res. 8 – 9).

Endikasyonlar

Postoperatif olarak:

- > Hallux valgus operasyonları
- > Terzi ayağı operasyonları
- > Çekiç parmak operasyonları

Kontraendikasyon:

- > Bilinen kontrendikasyonu yoktur.

Temizleme talimatları

- > 30°C'de yıkanabilir

Dikkat

Lütfen daima bu kullanma talimatını izleyin. Olumsuz etkilerin (örn. ciltte şişme, baskı yerleri, kan dolaşımı bozuklukları vs.) baş göstermesi durumunda lütfen doktorunuza haber verin. Ürünün gerektiği gibi kullanılmaması durumunda fonksiyonu ve optimal koruma sağlanması garanti edilemez. Bu yardımcı malzeme iyileşmeyi kolaylaştırır ve doktorunuzun veya bir tıbbi uzmanın yönetiminde (veya ona danışarak) kullanılmalıdır. DARCO (Europe) GmbH bunun için sorumluluk üstlenmez. Bu yardımcı araç sadece tek bir hastada uygulama için öngörülmüştür.

RU Технические характеристики

Размер: Универсальный размер, для правой и левой ноги
Цвет: Белая

Материал:

Эластичная лента: полиэстер, полиамидом, вискоза, эластан
Контактная лента: полиамид
Флисовая лента: полиамид
Велюр: полиамид
Этикетка: сатин PES
Ярлык: сатин PES
Стабилизирующая эластичная лента: полиэстер
Пяточная эластичная лента: полиэстер
Стальная пружинная лента: полосоная пружинная сталь 14310
Швейная нить: полиэстер

Обслуживание: Изделие не требует обслуживания.

Особенности конструкции:

Шина на пальцы стопы TAS® представляет собой редрессионную повязку, используемую после операций вместо повязки из тейпа. Шина позволяет зафиксировать и выровнять прооперированные / исправленные пальцы стопы в нужном положении, что в значительной мере закрепляет результат операции. Лента вокруг задней части стопы предотвращает соскальзывание бандажа со средней части стопы. Мягкий материал, не содержащий жестких пластиковых элементов, обеспечивает высокую степень комфорта при использовании.

Указания по применению

TAS® (Toe Alignment Splint)

Шина на большой палец стопы с вальгусной деформацией

Бандаж предусмотрен для послеоперационного использования для закрепления результата операции.

Молоткообразный палец (рис. 1 – 3):

Конструкция эластичного ремня для плюсной области позволяет индивидуально регулировать его для оптимальной посадки на стопе. Наложите повязку вокруг стопы, как показано на рисунке (рис. 1 – 2).

Пяточная лента предотвращает соскальзывание бандажа. Она накладывается, как показано на рис. 3.

Варусная деформация мизинца стопы (рис. 4 – 5):

Маленькие петли для пальцев стопы закрепляются при необходимости с помощью ленты-липучки на метатарсальной повязке (рис. 4 – 5).

Вальгусная деформация большого пальца стопы (рис. 6 – 9):

Петля для большого пальца стопы закрепляется, как показано на рис. 6 – 7.

Стабилизирующий элемент фиксируется с боковой стороны на петле для большого пальца стопы с помощью ленты-липучки (рис. 8 – 9).

Показания

После следующих операций:

- > Операции при вальгусной деформации большого пальца стопы
- > Операции при варусной деформации мизинца стопы
- > Операции при молоткообразном пальце

Противопоказания:

- > Какие-либо противопоказания не известны.

Указания по очистке

- > Можно стирать при температуре 30°C

Осторожно

Пожалуйста, всегда соблюдайте эту инструкцию. В случае возникновения побочных явлений (например, отечность, участки сдавливания, нарушения кровообращения и т.п.) сообщите, пожалуйста, об этом своему врачу. При использовании изделия ненадлежащим образом его функция и оптимальная защита пациента больше не гарантируются. Данное вспомогательное средство предназначено для облегчения процесса выздоровления, его можно использовать исключительно под наблюдением Вашего врача или обученного медицинского персонала (либо по согласованию с ним). В данном случае фирма DARCO (Europe) GmbH какую-либо ответственность не несет. Данное вспомогательное средство предназначено только для применения у одного конкретного пациента.