

# MECRON Pre-Tape



**MECRON**

## USA / GB Instructions for use

### **MECRON Pre-Tape**

#### Foam Underwrap

- > To begin with, obtain a clear picture of the condition of the patient being treated.
- > Find out whether the patient shows allergic reaction to taping material.
- > Apply the underwrap to clean and dry skin.
- > Ensure a correct body posture of the patient when applying the tape.
- > Make sure that the underwrap does not arch and that the tape is not creased.
- > Many tapes are stretched during application but ensure that measured force is used.  
The tissue (circulation) must not be constricted.
- > Keep moulding the tape so that it fits correctly.
- > The MECRON Pre-Tape is a single-use product.

## Indications

- > as cushioning to protect the skin in taping
- > to position padding under a cast

#### **Contraindications:**

- > large and serious skin injuries
- > open wounds with risk of infection
- > nondistinctive diagnoses
- > allergic reactions to tape material

## Technical data

**Size:** 7 cm × 27 m

**Colour:** Blue

**Material:** Polyurethane (PU foam), Latex free

**Maintenance:** The product does not require maintenance.

## Caution

Always follow these instructions for use. Contact your doctor if you sense any unusual reaction (such as skin swelling, skin redness etc.). In case of improper handling function and maximum safety of the product can no longer be guaranteed.

## D Gebrauchshinweis

### **MECRON Pre-Tape**

#### Schaumstoff-Unterzugbinde

- > Machen Sie sich anfänglich ein klares Bild über den Zustand des zu behandelnden Patienten.
- > Testen Sie den Patienten auf die Verträglichkeit von Tapematerial.
- > Tragen Sie die Unterzugbinde auf die gereinigte, trockene Haut auf.
- > Achten Sie während des Tapens immer auf die richtige Körperhaltung des Patienten.
- > Achten Sie darauf, dass sich die Unterzugbinde nicht wölbt und keine Falten wirft.
- > Viele Anlagen werden mit Zug angelegt, achten Sie jedoch darauf, die Kraft zu dosieren. Das Gewebe (Durchblutung) darf nicht eingeschnürt werden.
- > Modellieren Sie Ihre Anlage immer wieder an, um die richtige Passform zu erhalten.
- > Das MECRON Pre-Tape ist ein Einmalprodukt.

## Indikationen

- > als Hautschutz zur Unterpolsterung bei Tapeverbänden
- > zur Fixierung von Polstermaterial bei Cast- und Gipsverbänden

### **Kontraindikationen:**

- > großflächige Hautverletzungen
- > offene Wunden mit Infektionsgefahr
- > unklare Diagnosen
- > allergische Hautreaktionen auf Tapematerial

## Technische Daten

**Größe:** 7 cm × 27 m

**Farben:** Blau

**Material:** Polyurethan (PU-Schaumstoff), Latexfrei

**Wartung:** Das Produkt ist wartungsfrei.

## Vorsicht

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Rötung usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produktes sind die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22  
info@darco.de | www.darco.de

**Manufactured by:**

DARCO Int. Trading (Shanghai) LTD  
No. 128 Lane 3458 Hu Min Road  
Shanghai 200020, China

