

# MECRON Underwrap



**MECRON**

## USA / GB Instructions for use

### **MECRON Underwrap**

#### Cohesive Elastic Underwrap

- > To begin with, obtain a clear picture of the condition of the patient being treated.
- > Find out whether the patient shows allergic reaction to taping material.
- > Apply the underwrap to clean and dry skin.
- > Ensure a correct body posture of the patient when applying the tape.
- > Make sure that the underwrap does not arch and that the tape is not creased.
- > Many tapes are stretched during application but ensure that measured force is used.  
The tissue (circulation) must not be constricted.
- > Keep moulding the wrap so that it fits correctly.
- > The MECRON Underwrap is a single-use product.

## Indications

- > as cushioning to protect the skin in taping
- > fixation of dressings, splints etc.
- > compression of mild soft tissue oedema

### **Contraindications:**

- > large and serious skin injuries
- > open wounds with risk of infection
- > nondistinctive diagnoses
- > allergic reactions to tape material

## Technical data

**Size:** 8 cm × 20 m

**Colour:** Beige

**Material:** 60 % Polyamide, 40 % Cotton and Natural latex rubber

**Maintenance:** The product does not require maintenance.

## Caution

Always follow these instructions for use. Contact your doctor if you sense any unusual reaction (such as skin swelling, skin redness etc.). In case of improper handling function and maximum safety of the product can no longer be guaranteed.

## D Gebrauchshinweis

### **MECRON Underwrap**

Kohäsive elastische Unterzugbinde

- > Machen Sie sich anfänglich ein klares Bild über Bild über den Zustand des zu behandelnden Patienten.
- > Testen Sie den Patienten auf die Verträglichkeit von Tapematerial.
- > Tragen Sie die Unterzugbinde auf die gereinigte, trockene Haut auf.
- > Achten Sie während des Tapens immer auf die richtige Körperhaltung des Patienten.
- > Achten Sie darauf, dass sich die Unterzugbinde nicht wölbt und keine Falten wirft.
- > Viele Anlagen werden mit Zug angelegt, achten Sie jedoch darauf, die Kraft zu dosieren. Das Gewebe (Durchblutung) darf nicht eingeschnürt werden.
- > Modellieren Sie Ihre Anlage immer wieder an, um die richtige Passform zu erhalten.
- > Die MECRON Underwrap ist ein Einmalprodukt.

## Indikationen

- > als Hautschutz zur Unterpolsterung bei Tapeverbänden
- > Fixierung von Verbänden, Schienen etc.
- > zur Komprimierung von leichten Weichteil-Ödemen

### **Kontraindikationen:**

- > großflächige Hautverletzungen
- > offene Wunden mit Infektionsgefahr
- > unklare Diagnosen
- > allergische Hautreaktionen auf Tapematerial

## Technische Daten

**Größe:** 8 cm × 20 m

**Farben:** Beige

**Material:** 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle und Naturkautschuk-Latex

**Wartung:** Das Produkt ist wartungsfrei.

## Vorsicht

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Rötung usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produktes sind die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.



DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22  
info@darco.de | www.darco.de

**Made in Germany**

