

MedSurg Pro®

Chaussure postopératoire



- > Pour la stabilisation et la mise en décharge en phase postopératoire
- > Peut se porter à droite ou à gauche
- > Disponible en tige basse et haute

Code LPPR : 7161203



Toe Cap | Protège-orteils
disponible en option



DARCO

MedSurg Pro[®]

Avec la MedSurg Pro[®], DARCO présente la version optimisée de sa chaussure couvre-pansement MedSurg. Elle sert à la stabilisation et à la mise en décharge après des interventions chirurgicales et elle existe désormais en deux hauteurs de tige.


Le matériau extérieur léger et perméable à l'air, ainsi que la doublure douce et souple, garantissent un confort de port optimal. Des boucles de sangle permettent un maniement aisé des fermetures ruban auto-agrippant et assurent un soutien stable.

Les caractéristiques éprouvées telles que Square Toe, faible hauteur de profil, entrée large et amortissement distal pour l'articulation (Metashank métatarsien), continuent à faire partie intégrante de la chaussure.

Réduction moyenne des pics de pression

Neutre

Med Surg Pro[®]



57 %
de pression en moins

48 %
de pression en moins

34 %
de pression en moins



- > Entoure la cheville
- > Bon placement du talon
- > Grand contrefort arrière pour un meilleur maintien de l'arrière-pied



- > Matériau extérieur léger et perméable à l'air



- > Semelle antidérapante



- > Large fermeture ruban auto-agrippant autour du cou-de-pied
- > Boucles de sangles des deux côtés de la chaussure



- > Entrée large
- > Facile à utiliser



- > Amovible
- > Échangeable avec PegAssist® Insole ou Puzzle Insole®




- > Espace disponible pour des semelles amovibles (également adapté à des semelles pour pied diabétique)
- > Faible hauteur de profil – pas besoin d'ajustement de hauteur



- > Amortisseur distal assurant la rigidité dans la zone antérieure du pied
- > Plus de 10 cm de stabilité statique

Tailles et pointures



Toutes les dimensions sont indiquées en cm et correspondent à la taille de la semelle intérieure.

Liste des articles

TAILLES	RÉF.	TAILLES	RÉF.	TAILLES	RÉF.												
 MedSurg Pro®						 Puzzle Insole® (en option)						 Relief Contour Insole (en option)					
Couleur : Noire																	
Femme		Haute	Basse	Femme		Femme	Droite	Gauche									
WS	34,0 – 36,5	MS-W1H	MS-W1	WS	34,0 – 36,5	PI-WS	RC-W1-R	RC-W1-L									
WM	37,0 – 38,5	MS-W2H	MS-W2	WM	37,0 – 38,5	PI-WM	RC-W2-R	RC-W2-L									
WL	39,0 – 41,0	MS-W3H	MS-W3	WL	39,0 – 41,0	PI-WL	RC-W3-R	RC-W3-L									
Homme				Homme													
MS	39,0 – 41,0	MS-M1H	MS-M1	MS	39,0 – 41,0	PI-MS	RC-M1-R	RC-M1-L									
MM	41,5 – 43,0	MS-M2H	MS-M2	MM	41,5 – 43,0	PI-MM	RC-M2-R	RC-M2-L									
ML	43,5 – 45,0	MS-M3H	MS-M3	ML	43,5 – 45,0	PI-ML	RC-M3-R	RC-M3-L									
MXL	45,5 – 47,0	MS-M4H	MS-M4	MXL	45,5 – 47,0	PI-MXL	RC-M4-R	RC-M4-L									
 Toe cap (en option)						 PegAssist® Insole (en option)						 PegContour® Insole (en option)					
Femme				Femme													
WS	34,0 – 36,5	TCMW1		WS	34,0 – 36,5	PAS-W1	PCI-W1-R	PCI-W1-L									
WM	37,0 – 38,5	TCMW2		WM	37,0 – 38,5	PAS-W2	PCI-W2-R	PCI-W2-L									
WL	39,0 – 41,0	TCMW3		WL	39,0 – 41,0	PAS-W3	PCI-W3-R	PCI-W3-L									
Homme				Homme													
MS	39,0 – 41,0	TCMM1		MS	39,0 – 41,0	PAS-M1	PCI-M1-R	PCI-M1-L									
MM	41,5 – 43,0	TCMM2		MM	41,5 – 43,0	PAS-M2	PCI-M2-R	PCI-M2-L									
ML	43,5 – 45,0	TCMM3		ML	43,5 – 45,0	PAS-M3	PCI-M3-R	PCI-M3-L									
MXL	45,5 – 47,0	TCMM4		MXL	45,5 – 47,0	PAS-M4	PCI-M4-R	PCI-M4-L									