

# MECRON ReadyDressment Strips

## Elastische Stabilisierungszügel

Sofort einsatzbereite, elastische Pre-Cut Tapes

Direkt über  
DARCO als  
Sprechstunden-  
bedarf  
abzurechnen.



Zeitersparnis



Postoperative Tape-Stabilisierung nach:



DMMO



Krallen-/ Hammerzehen Osteotomien



Chevron Osteotomie

**MECRON**

# Anwendungsbeispiele



## Akin Osteotomie

### Operative Technik:

Osteotomie am Großzehengrundglied mit einem medial basigen Keil

### Tape-Technik:

Vom Endglied zum Grundglied ziehendes Tape auf der medialen Seite unter leichter Kompression



## Chevron Osteotomie

### Operative Technik:

Metatarsale-I-Köpfchen-Osteotomie zur Korrektur des Metatarsus primus varus bei Spreizfußdeformitäten

### Tape-Technik:

Zur Fixierung des Repositionsergebnisses von medial nach lateral ziehende Tapes unter mildem Zug

## Indikationen

- > Postoperativ sowie konservativ zum Redressement und zur Stabilisierung von Finger- und Handgelenken sowie Zehen- und Fußgelenken
- > Postoperativ bei offenen Fußeingriffen
- > Postoperativ bei minimalinvasiven Fußeingriffen:
  - Akin Osteotomien
  - Chevron Osteotomien
  - DMMO (Distale Metatarsale Metaphysäre Osteotomien)
  - Krallen-/ Hammerzehen Osteotomien
  - Curly toe Osteotomien
  - Digitus quintus varus Osteotomien
  - Tailor's bunion Osteotomien
  - Tenotomien

## Eigenschaften

- > Vorgeschnitten in zwei unterschiedlichen Längen
  - Individuelle, anatomische Anpassung + Zügelung
  - Leichtes Applizieren + Korrekturmöglichkeit = Zeitersparnis
- > Länger haltbar als Wundnahtstreifen
- > Frühfunktionelle Nachbehandlung möglich
- > Elastisch: Ca. 60 % dehnbar
  - Keine Einschnürungen
- > Hautverträgliches Verbandsmaterial
- > Latexfrei
- > Mehrere Tage ohne Einschränkungen tragbar
- > Dynamische Stabilisierung
- > Informatives Booklet bei der Erstbestellung (inklusive)

## Größen und Maße

GRÖSSE	 WEISS	 BLAU
	ART.-NR. PZN	ART.-NR. PZN
<b>Short</b> 8 Stück, 10 × 1,4 cm (Länge dehnbar bis zu 16,5 cm)	MRSW-1 13164559	MRSB-1 13164565
<b>Short BigPack</b> 500 Stück, 10 × 1,4 cm	MRSW500-1 13164594	MRSB500-1 13164602
<b>Long</b> 4 Stück, 13,5 × 1,8 cm (Länge dehnbar bis zu 22 cm)	MRSW-2 13164571	MRSB-2 13164588
<b>Long BigPack</b> 500 Stück, 13,5 × 1,8 cm	MRSW500-2 14022206	MRSB500-2 14022212

Als Sprechstundenbedarf (per Rezept, Praxis) bzw. Verbandsmaterial (Klinik) zu beziehen.



**Blick ins Booklet (5-seitige Preview | PDF):**  
"Postoperative Tape-Stabilisierung - Anwendungsbeispiele mit den MECRON ReadyDressment Strips"



\*Bildnachweis: Abbildungen aus dem Buch »Minimally Invasive Foot Surgery« mit freundlicher Genehmigung von Dr. Mariano de Prado