

La suspensión libre del talón Heelift® en 3 modelos para un tratamiento óptimo

Descarga eficaz de la presión en la zona del talón, especialmente para los pacientes en cama

Heelift®



> El modelo original es una ayuda perfecta y económica para la suspensión libre del talón y la descarga de la presión

Heelift® Glide



> La versión premium de Heelifts® con cinta adicional en el antepié para una mayor seguridad y con un material de revestimiento deslizante

Heelift® AFO



> La versión mejorada aúna todas las características del Heelift® Glides con una férula semirrígida que permite una carga ligera


- > para prevenir y curar las úlceras por presión en el talón y en el caso del síndrome del pie diabético o decúbito
- > en pacientes diabéticos, pérdida sensorial neurológica
- > en caso de inmovilidad prolongada o coma
- > ajuste individual a cada paciente

Todos los modelos están disponibles con dos tipos de superficie: en relieve (Standard) o lisa (Smooth)




DARCO

¿Por qué Heelift® es el tratamiento adecuado para los pacientes?




Todos los modelos Heelift®

- 1 Los orificios de ventilación permiten la circulación del aire para un mayor confort.
- 2 La apertura para la descarga del talón permite una evaluación visual del talón.
- 3 El acolchado de espuma fijo eleva la pierna y descarga el talón para la cicatrización óptima de una úlcera de talón.
- 4 Cintas blandas de cierre rápido para un ajuste individual preciso.
- 5 Recubrimiento sin fricción facilita los movimientos para una mayor seguridad del paciente.



Heelift® Glide

- 6 La cara exterior lisa permite el deslizamiento suave de la pierna sobre la sábana.
- 7 La cinta adicional sujeta el pie y contribuye al soporte del antepié.



Heelift® AFO

- 6 La cara exterior lisa permite el deslizamiento suave de la pierna sobre la sábana.
- 7 La cinta adicional sujeta el pie y contribuye al soporte del antepié.
- 8 La férula semirrígida es ligeramente flexible, pero ofrece el control óptimo de la posición y de la movilidad de la articulación del pie.

Selección de la superficie de la espuma

La espuma lisa ha sido especialmente desarrollada para la piel sensible. De este modo se evita la formación de edema. Recomendable para pacientes diabéticos. Gracias a la construcción especial de espuma de la versión con la superficie en relieve se consigue una mejor circulación del aire. Las ondas proporcionan un agradable efecto refrescante.



Nº de art. Talla (contorno de la pantorrilla)

Heelift®

Standard (superficie en relieve)

DM-HLP Petite (15 – 25 cm)
DM-HL Normal (20 – 36 cm)

Smooth (superficie lisa)

DM-HLSP Petite (15 – 25 cm)
DM-HLS Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSB Bariatric (30 – 58 cm)
Color: Beige

Heelift® Glide

Standard (superficie en relieve)

DM-HLPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLG Normal (20 – 36 cm)

Smooth (superficie lisa)

DM-HLSPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLSG Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSBG Bariatric (30 – 58 cm)
Color: Rojo

Heelift® AFO

Standard (superficie en relieve)

DM-HL-AFO Universal (20 – 36 cm)

Smooth (superficie lisa)

DM-HLS-AFO Universal (20 – 36 cm)
Color: Azul

Todos los modelos Heelift® se pueden utilizar para el pie derecho o izquierdo, y se pueden lavar introduciéndolos en la bolsa para el lavado suministrada a 50 °C, o esterilizar en autoclave.

