

El sistema original PegAssist™ de DARCO para la descarga selectiva de la presión.



Nuevo: Forma especial
para OrthoWedge Light

- > para la descarga selectiva de la presión mediante Pegs desmontables
- > efecto amortiguador
- > disponible para los modelos de zapato que aparecen al dorso
- > adecuado para el pie derecho e izquierdo
- > forma especial para OrthoWedge Light



DARCO

Los Pegs se quitan de las zonas correspondientes para mantener la descarga selectiva de la presión. El cartón de revestimiento fija la zona de descarga.



MedSurg™ /-Pro



HeelWedge®



SlimLine®



OrthoWedge



OrthoWedge Light




APB®

El sistema de plantilla PegAssist™ está disponible para todos los modelos representados.

La suela está fabricada de una combinación de 18 mm de Plastazote®, Poron® y EVA. La combinación perfecta para la reducción de los impactos y la moldeabilidad.

Después de quitar los Pegs de la zona correspondiente, el cartón de revestimiento se pega sobre toda la suela. El cartón está provisto de una película adhesiva para sujetar los Pegs alrededor de la zona de descarga, así se asegura que ésta no se modifica. El cartón de revestimiento está incluido en la entrega.



Zapato postoperatorio estándar



OrthoWedge



+ PegAssist™

MedSurg™ /-Pro

Nº de art.	Talla	
Señoras:		
PAS-W1	Small	34,0 – 36,5
PAS-W2	Medium	37,0 – 38,5
PAS-W3	Large	39,0 – 41,0
Caballeros:		
PAS-M1	Small	39,0 – 41,0
PAS-M2	Medium	41,5 – 43,0
PAS-M3	Large	43,5 – 45,0
PAS-M4	X-Large	45,5 – 47,0

OrthoWedge Light (forma especial)

Nº de art.	Talla	
PAS-STL0	X-Small	33,5 – 37,0
PAS-STL1	Small	37,5 – 39,5
PAS-STL2	Medium	40,0 – 41,5
PAS-STL3	Large	42,0 – 44,0
PAS-STL4	X-Large	45,5 – 47,0

Los demás modelos

PAS-0	X-Small	33,5 – 37,0
PAS-1	Small	37,5 – 39,5
PAS-2	Medium	40,0 – 41,5
PAS-3	Large	42,0 – 44,0
PAS-4	X-Large	45,5 – 47,0

