

# AllRound Shoe® – Chaussure de traitement à long terme fermée

Des soins postopératoires au traitement des plaies, la « Allrounder » est une chaussure de traitement complète, une chaussure de décharge et une chaussure de réadaptation. Conception tout-en-un pour le confort et la convivialité.



Les pieds sensibles ont besoin de protection et nécessitent des soins appropriés. Les patients souffrant d'affections à long terme telles que le syndrome du pied diabétique ou la polyarthrite rhumatoïde ont des besoins spéciaux et peuvent être confrontés à des complications allant de l'enflure des pieds à des malformations du pied. La « Allrounder » est une chaussure de traitement présentant les propriétés qui comptent le plus.

LPPR Code 2166740

1. Botte à bout fermé en tissu respirant – sans coutures saillantes avec un large accès pour faciliter la manipulation.
2. Grâce à la technologie sandwich unique, la semelle est striée et stable tout en étant amortie et antidérapante.



**DARCO**

La mobilité, c'est la vie – dès le départ, la priorité de DARCO a été d'améliorer la qualité de vie pour les patients. Depuis plus de 30 ans, nous développons des solutions orthopédiques pour assurer la sécurité et la protection des pieds et l'« Allrounder » est une nouvelle solution intelligente et polyvalente.



1. Dessus léger et respirant
2. Tige à longue semelle rigide
3. Semelle en EVA grise légère : haut niveau de stabilité (55 Shore° A)
4. Semelle en caoutchouc et EVA grise sombre : antidérapante et amortissante (45 Shore° A)

#### Indications :

- > soins postopératoires
- > soin des plaies
- > arthrite
- > pied de catégorie de risque 0, 1, 2 selon directive DDG (Société allemande du diabète)

#### Objectifs :

- > la semelle facilite la mobilité sans compromettre la stabilité
- > la semelle sandwich associe la fermeté pour la stabilité et une semelle coussinée pour des impacts plus en douceur
- > le dessus de la chaussure est un tissu nylon léger et respirant qui repousse l'eau et la saleté
- > fermeture à couches multiples pour une protection et un bien-être sûr
- > semelles intérieures amovibles et espace suffisant pour répondre aux besoins individuels


#### Caractéristiques :

- > stable et facilement réglable
- > semelle extérieure antidérapante antichocs
- > conception de botte spacieuse pour semelles intérieures personnalisées ou pansements encombrants (peuvent s'adapter aux semelles intérieures pour pied diabétique)
- > plaque interne striée longue favorisant la répartition du poids
- > ouverture extra large – zone de confort sans coutures
- > semelle à profil bas – aucune compensation de hauteur nécessaire
- > également pour les pieds bandés ou enflés, les pieds arthritiques et les pieds présentant des déformations
- > peut se porter à droite ou à gauche

DIMENSION	RÉF.
-----------	------

#### Couleur : Noir

XS	37 – 38	ARS0
S	39 – 40	ARS1
M	41 – 42	ARS2
L	43 – 44	ARS3
XL	45 – 46	ARS4
XXL	47 – 48	ARS5



Toutes les mesures sont indiquées en cm et correspondent à la taille de la semelle intérieure.